

Varenummer 2549

Handkestativ, hvid, metal, universal, til 1 æske, ikke justerbar

- ✓ Praktisk dispenser
- ✓ Passer til både handske- og ansigtsservietæsker



Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser. Passer til handskeæsker og ansigtsservietter mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handkestativ
Farve	Hvid
Features	Universal, til 1 æske, ikke justerbar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Metal
Længde/dybde	8 cm
Bredde	27 cm
Højde	10.3 cm
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	48 stk	30 cm	73.5 cm	23.7 cm	5703538089800
stk	1 stk				5703538089787