

Embra[®] nonwoven runde tamponer, pakke med 5 stk., sterile

REF: 2232503003, 2232504003, 2232505003

Embra[®] non-woven runde tamponer, sterile, har et bredt anvendelsesområde: præoperativ rensning af huden, rensning af sår og hudafskrabning, aftørring, absorption, beskyttelse osv. De er også beregnet til at stoppe blødning eller til påføring af topiske lægemidler. Deres store blødhed sikrer en behagelig kontakt med sår og hud, da materialet er mindre klæbende og mindre fnugdannende end gaze produkter.

Egenskaber

- ▶ 70% vedvarende materialer (viskose)
- ▶ Non-woven materiale i viskose/polyester af høj kvalitet
- ▶ Stor blødhed og lav fnugdannelse
- ▶ Effektiv til absorption af væske og ekssudat
- ▶ Mindre klæbende på såret end vævede gaze produkter
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ Pakke med 5 stk.




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2232503003	Non-woven runde tamponer, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	Ø 30 mm	75 / 1500
2232504003	Non-woven runde tamponer, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	Ø 40 mm	75 / 1350
2232505003	Non-woven runde tamponer, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	Ø 50 mm	50 / 900

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN ISO 1644-1, EN ISO 1644-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Hovedmateriale	Non-woven, 70% viskose og 30% polyester, hvid
Elastisk ring	Silikonebaseret elastik

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	2232503003: 98 x 113 2232504003: 122 x 138 2232505003: 122 x 138
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2232503003: 115 x 95 x 140 2232504003: 140 x 120 x 150 2232505003: 140 x 120 x 150
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet, Karton	2232503003: 495 x 240 x 290 2232504003: 435 x 370 x 310 2232505003: 435 x 370 x 310
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2232503003	06438129170474	06438129370478	06438129570472
2232504003	06438129170481	06438129370485	06438129570489
2232505003	06438129170498	06438129370492	06438129570496

Embras mission er at udvikle ansvarlige sundhedsløsninger med fokus på at mindske miljøpåvirkningen, samtidig med at kvaliteten for patienter og plejepersonale øges. Sammen kan vi gøre en positiv forskel - så tak fordi du valgte Embra.