

Embra® nonwoven kompresser, pakke med 2 stk., sterile

REF: 223270203, 223272203, 223274203, 223276203

Embra® non-woven kompresser, 4-lags, sterile, er fremstillet af blødt og stærkt absorberende non-woven materiale. De anvendes primært til rensning og absorption af ekssudat fra sår og hudafskrabbinger.

Egenskaber

- ▶ 70% vedvarende materialer (viskose)
- ▶ Non-woven materiale i viskose/polyester af høj kvalitet
- ▶ Lav fnugdannelse og høj blødhed
- ▶ Holder formen, også i våd tilstand
- ▶ Fri for bindemidler og optisk hvidt
- ▶ Effektiv til absorption af væske og ekssudat
- ▶ Mindre klæbende på såret end gazeprodukter
- ▶ Fås i flere størrelser.
- ▶ Til sårrensning og -polstring, absorption af ekssudat, præoperativ hudrensning osv.
- ▶ Kan anvendes som primær eller sekundær forbindelse
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ Pakke med 2 stk.



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
223270203	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 2 stk., sterile, Hvid	5 x 5 cm	140 / 2800
223272203	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 2 stk., sterile, Hvid	7,5 x 7,5 cm	140 / 2800
223274203	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 2 stk., sterile, Hvid	10 x 10 cm	140 / 2520
223276203	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 2 stk., sterile, Hvid	10 x 20 cm	70 / 1260

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:	Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10
Lovmæssige krav:	Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is
Overholdelse af produktstandarder:	EN ISO 11135, EN ISO 1644-1, EN ISO 1644-2
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:	EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Hovedmateriale	Non-woven, 70% viskose og 30% polyester, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	223270203: 72 x 88 223272203: 98 x 116 223274203: 122 x 138 223276203: 122 x 138
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	223270203: 90 x 70 x 180 223272203: 237 x 100 x 116 223274203: 140 x 120 x 180 223276203: 140 x 120 x 180
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet, Karton	223270203: 370 x 190 x 370 223272203: 595 x 245 x 415 223274203: 435 x 370 x 370 223276203: 435 x 370 x 370
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
223270203	06438129170399	06438129370393	06438129570397
223272203	06438129170412	06438129370416	06438129570410
223274203	06438129170436	06438129370430	06438129570434
223276203	06438129170450	06438129370454	06438129570458

Embras mission er at udvikle ansvarlige sundhedsløsninger med fokus på at mindske miljøpåvirkningen, samtidig med at kvaliteten for patienter og plejepersonale øges. Sammen kan vi gøre en positiv forskel - så tak fordi du valgte Embra.