

Embra[®] non-woven kompresser, pakke med 5 stk., sterile

REF: 223270503, 223272503, 223274503, 223276503

Embra[®] non-woven kompresser, 4-lags, sterile, er fremstillet af blødt og stærkt absorberende non-woven materiale. De anvendes primært til rensning og absorption af eksudat fra sår og hudafskrabninger.

Egenskaber

- ▶ 70% vedvarende materialer (viskose)
- ▶ Non-woven materiale i viskose/polyester af høj kvalitet
- ▶ Lav fnugdannelse og høj blødhed
- ▶ Holder formen, også i våd tilstand
- ▶ Fri for bindemidler og optisk hvidt
- ▶ Effektiv til absorption af væske og eksudat
- ▶ Mindre klæbende på såret end gaze produkter
- ▶ Fås i flere størrelser.
- ▶ Til sårrensning og -polstring, absorption af eksudat, præoperativ hudrensning osv.
- ▶ Kan anvendes som primær eller sekundær forbindelse
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ Pakke med 5 stk.



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
223270503	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	5 x 5 cm	150 / 3000
223272503	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	7,5 x 7,5 cm	150 / 3000
223274503	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	10 x 10 cm	150 / 2700
223276503	Non-woven kompresser, 4-lags, pakke med 5 stk., sterile, Hvid	10 x 20 cm	40 / 720

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN ISO 1644-1, EN ISO 1644-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

Non-woven, 70% viskose og 30% polyester, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	223270503: 72 x 88 223272503: 98 x 113 223274503: 122 x 138 223276503: 133 x 249
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	223270503: 90 x 70 x 180 223272503: 115 x 95 x 180 223274503: 140 x 120 x 180 223276503: 250 x 130 x 60
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet, Karton	223270503: 370 x 190 x 370 223272503: 595 x 200 x 370 223274503: 435 x 370 x 370 223276503: 400 x 260 x 380
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
223270503	06438129170405	06438129370409	06438129570403
223272503	06438129170429	06438129370423	06438129570427
223274503	06438129170443	06438129370447	06438129570441
223276503	06438129170467	06438129370461	06438129570465

Embras mission er at udvikle ansvarlige sundhedsløsninger med fokus på at mindske miljøpåvirkningen, samtidig med at kvaliteten for patienter og plejepersonale øges. Sammen kan vi gøre en positiv forskel - så tak fordi du valgte Embra.