


Antiemboli strømpe

Størrelser: Str. XS, S, S-X, M, M-X, L, L-X, XL, XXL Farvekodning ved hæl.

Tå: Inspektionsåbning under fod.

Topbånd: Silikonetopbånd ved afslutning.

Kompression: 18 mmhg.  Mild kompression

Farver: Hvid

Materialer: 18% elastan, 82% polyamid


Anvendelse: Alle sengeliggende patienter. Præ-operativt, Per-operativt og Post oper

Håndtering: Vaskes min. 10 gange ved 95° Kan tørres i tørretumbler.

Bortskaffelse: Almindelig renovation.

Forpakning og mindste salgsenhed: 1 par.

Godkendelser:



Lår (AG)

XS	17 – 19	26 – 36	25 – 35	40 – 50	60 – 84	orange	orange
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	grøn	grøn
S-X	20 – 22	30 – 42	29 – 41	56 – 70	65 – 89	grøn	grå
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violet	violet
M-X	23 – 25	34 – 46	33 – 45	64 – 80	65 – 89	violet	grå
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	blå	blå
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	blå	grå
XL	29 – 31	42 – 55	41 – 54	72 – 90	65 – 89	rød	rød
XXL	29 – 31	42 – 55	41 – 54	80 – 100	65 – 89	rød	grå

