



DermaHaft



Produktbeskrivning :

Kohesiv latexfri elastisk linda för olika typer av fixering. Luftgenomsläpplig och hudvänlig. Speciellt lämplig för fixering där bibehållen rörelseförmåga vill uppnås, t ex över leder. Ger god fixering utan att glida. Tillgängliga färger är vit, blå, röd. Finns i 4 respektive 20 m sträckt längd, 2,9 m respektive 14,3 m osträckt längd. Vit färg.

Avsedd användning:

För alla typer av fixering där lindning är önskvärd, för svårfixerade ställen. Linda runt det område som skall fixeras, lindan häftar i sig själv, inget behov av någon häfta för fixering av lindan då lindning är klar.

Artikelnummer	Beskrivning
30850	4 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 280 st/trpfp
30851	6 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp
30852	8 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 160 st/trpfp
30853	10 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 160 st/trpfp
30855	4 cm x 20 m, 1 st/fp, 24 st/stor fp
30856	6 cm x 20 m, 1 st/fp, 24 st/stor fp
30857	8 cm x 20 m, 1 st/fp, 18 st/stor fp
30858	10 cm x 20 m, 1 st/fp, 18 st/stor fp
30860	4 cm x 4 m, 1 st/kfp, 10 st/dfp, 100 st/trpfp
30861	8 cm x 4 m, 1 st/kfp, 8 st/dfp, 192 st/trpfp