

## FingerDerm



### Produktbeskrivning:

Mjukt och vadderat sterilt fingerförband som skydd över fingret vid behov. Enkel fixering tack vare ett överdrag över förbandets vadderade del, det fixeras runt handleden via de tillhörande banden. Kan användas med eller utan underliggande förband, förbandet utgör ett skydd mot utifrån kommande kontamination samtidigt som det skyddar och dämpar stötar mot det skadade området.

### Avsedd användning:

Vid behov efter trauma eller kirurgiskt ingrepp, i övrigt om behov finns att skydda finger mot kontamination, stötar.

Artikelnummer	Beskrivning
21310	Strl S, 50 st/avdfp, 500 st/trpfp
21311	Strl M, 50 st/avdfp, 500 st/trpfp
21312	Strl L, 50 st/avdfp, 500 st/trpfp

