

PVC GENOPLIVNINGSSÆT - TIL ENGANGSBRUG

Ikke-genindåndningsventil med overtryksventil 40 cmH₂O og 30 mm O.D. tilslutning til PEEP-ventil.

Sæt til spædbørn

- I en gennemsigtig PE-pose.
- PVC resuscitator (genoplivningspose) 280 ml.
- PVC ansigtsmaske størrelse 1.
- Reservoirpose 600 ml.
- 200 cm O₂-slange.



Sæt til barn

- I en gennemsigtig PE-pose.
- PVC resuscitator (genoplivningspose) 450 ml.
- PVC ansigtsmaske størrelse 3.
- Reservoirpose 2500 ml.
- 200 cm O₂-slange.



Sæt til voksen

- I en gennemsigtig PE-pose.
- PVC resuscitator (genoplivningspose) 1500 ml.
- PVC ansigtsmaske størrelse 5.
- Reservoirpose 2500 ml.
- 200 cm O₂-slange.



PVC genoplivningssæt

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
8410395	Sæt til spædbørn	1/6
8410295	Sæt til barn	1/6
8410195	Sæt til voksen	1/6

VBM
