

plum

Plum Nature Shampoo

Shampoo



5090 0050



Mild uparfumeret shampoo der både kan anvendes til hår og krop.

Anvendelsesområde	Til daglig brug i bruse-, omklædnings- og baderum. Velegnet til sundhedssektoren. Nature Shampoo findes i forskellige forpackningsstørrelser som egner sig til forskellige formål. Find din foretrukne forpackningsstørrelse og et dispensersystem, der passer til din arbejdsplads.
Produktegenskaber	Mild uparfumeret hårshampoo, der også er velegnet til kropsvask. Indeholder fugtgivende ingredienser, der modvirker udtørring af hår og hud. Dermatologisk testet. Svanemærket.
Brugsanvisning	Anvendes i fugtigt hår eller på fugtig hud i badet. Skyl håret, samt huden grundigt med vand efter brug.
Bemærkning	Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
INCI	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-4 Rapeseedamide, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Behenoyl PG-Trimonium Chloride, Citric Acid, Hexylene Glycol, Octadecyl Di-T-Butyl-4-Hydroxyhydrocinnamate.
pH produkt	5.5
Opbevaring	Opbevares ved 0-30°C. Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.
Udseende og duft	Uden farve og parfume.
Produktionsland	DANMARK
Anvendelses- og miljø sikkerhed	Kosmetikprodukt. Produktet hører under kosmetikforordningen (EF) Nr. 1223/2009 og er sikkerhedsvurderet.
Emballagematerialer	Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Package type
6 x 1 l	1766	5701684176627	5701684176610	Pose
25 x 50 ml	1768	5701684176825	5701684176818	Tube
18 x 100 ml	1762	5701684176221	5701684176214	Tube
15 x 600 ml	1761	5701684176122	5701684176115	Pumpeflaske



Standard tilbehør

1 l pose:	4283 CombiPlum EASY dispenser 4292 CombiPlum Plast dispenser 4279 CombiPlum Tråddispenser 4203 CombiPlum Electronic dispenser
50 ml tube:	-
100 ml tube:	-
600 ml pumpeflaske:	4194 Dispensø vægholder 4195 Dispensø vægholder m. arm 4197 Dispensø mobil holder

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.