

AEROGUARD  
ONEMED

# LAD OS NU FÅ RENSSET LUFTEN!

Indeklimaet i din klinik er vigtigt for dine patienter og ansattes helbred. Aeroguard fjerner **99% af partiklerne** i luften. Til gavn for patienter og personale

Det er vigtigt for patienter og personale, at luften i din klinik er ren og fri for virus.

Aeroguard fjerner 99% af luftens partikler. Er testet af Teknologisk Institut og sælges med 5 års garanti igennem OneMed.



## HVORFOR ER AEROGUARD ET GODT VALG TIL DIN KLINIK?

### Nyttig viden om den bedste luftfrisker

En effektiv luftrensers skal have et HEPA filter med en filtreringseffektivitet på mindst 99,95%, der filtrerer helt ned til 0,1 um. Der skal desuden være ioniserings teknologi, der neutraliserer skadelige stoffer. Desuden skal du holde øje med CADR, støj- og strømforbrug.

### CADR

CADR står for Clean Air Delivery Rate og fortæller, hvor meget luft der bliver håndteret i løbet af en time. Jo højere CADR, lavt støj- og strømforbrug desto bedre. AeroGuard S og Sense har en kapacitet på 765 m<sup>2</sup> i timen – det er et godt stykke over gennemsnittet.

### AEROGUARD LUFTRENSER


- S360 grader filtersystem
- Suger luft og partikler hele vejen rundt
- Filtrerer 99% af luftens partikler. Bl.a. corona-virus, pollen, støv, svampesporer, hår, dårlig lugt m.m.
- Anvender fotokatalysator med titaniumdioxid der nedbryder mikroorganismer og restgasser
- Har en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 765 m<sup>2</sup> i timen – markedets bedste
- Renser op til 80 m<sup>2</sup> 4 gange i timen
- Er støjsvag, driftssikker og rengøringsvenlig
- 5 års garanti
- Progressivt HEPA-filter med fibre der fanger de mindste partikler
- Fotoatolytisk oxidation med UV-LED mod usynlig forurening: Titaniumdioxid baseret fotokatalysator der nedbryder restgasser og mikroorganismer
- Ioniseringsteknologi: Ionisatoren udsender negativt ladede ioner, der fastgør sig til luftens skadelige partikler. De bliver tungere end luften, falder til jorden og kan støvsuges eller tørres op
- Vaskbart stof-forfilter der indfanger hunde- og kattehår og støvpartikler. Fås i to andre farver

Testet af:



Interesseret? Så kontakt os nu på:  
**86 109 109 eller onemed.dk**

OneMed A/S  
Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup



	Lux AeroGuard Sense	Lux AeroGuard S
Dimensioner	610 x Ø400 mm	610 x Ø400 mm
Vægt	11 kg.	11 kg.
Tænd/sluk knap	Touchless Sensor	Drejeknap
Display	Ja	Nej
Rensning max niveau	99,97%	99,97%
Anbefalet areal v/ 4g. i timen	80 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>
CADR	765 m <sup>3</sup> /time	765 m <sup>3</sup> /time
Partikel og gas sensor	Ja	Nej
Auto-funktion	Ja	Nej
Filterskift indikator	Ja	Nej
UV-A LED	Ja	Ja
Hjul	Kan tilkøbes	Kan tilkøbes
Stof-forfilter	Rødt, Gråt og Sort medfølger til månedlig vedligehold	
Støjmåling	28 - 57 dB	28 - 57 dB
Strømforbrug	20 - 80 W	20 - 80 W

### AEROGUARD MINI

Den effektiveluftrensers til mindre lokaler.



### 3D ZYME

Bakteriel spray, der fjerner årsagen til dårlig lugt.



### LUFTFUGTER

Forbedrer indeklimaet og reducerer fx. infl uenzavirus med op til 80%.

