

AEROGUARD
ONEMED

LAD OS NU FÅ RENSSET LUFTEN!

Indeklimaet i din klinik er vigtigt for dine patienter og ansattes helbred. Aeroguard fjerner **99% af partiklerne** i luften. Til gavn for patienter og personale

Det er vigtigt for patienter og personale, at luften i din klinik er ren og fri for virus.

Aeroguard fjerner 99% af luftens partikler. Er testet af Teknologisk Institut og sælges med 5 års garanti igennem OneMed.



HVORFOR ER AEROGUARD ET GODT VALG TIL DIN KLINIK?

Nyttig viden om den bedste luftfrisker

En effektiv luftrensner skal have et HEPA filter med en filtreringseffektivitet på mindst 99,95%, der filtrerer helt ned til 0,1 um. Der skal desuden være ioniserings teknologi, der neutraliserer skadelige stoffer. Desuden skal du holde øje med CADR, støj- og strømforbrug.

CADR

CADR står for Clean Air Delivery Rate og fortæller, hvor meget luft der bliver håndteret i løbet af en time. Jo højere CADR, lavt støj- og strømforbrug desto bedre. AeroGuard S og Sense har en kapacitet på 765 m² i timen – det er et godt stykke over gennemsnittet.

AEROGUARD LUFTRENSER


- S360 grader filtersystem
- Suger luft og partikler hele vejen rundt
- Filtrerer 99% af luftens partikler. Bl.a. corona-virus, pollen, støv, svampesporer, hår, dårlig lugt m.m.
- Anvender fotokatalysator med titaniumdioxid der nedbryder mikroorganismer og restgasser
- Har en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 765 m² i timen – markedets bedste
- Renser op til 80 m² 4 gange i timen
- Er støjsvag, driftssikker og rengøringsvenlig
- 5 års garanti
- Progressivt HEPA-filter med fibre der fanger de mindste partikler
- Fotoatolytisk oxidation med UV-LED mod usynlig forurening: Titaniumdioxid baseret fotokatalysator der nedbryder restgasser og mikroorganismer
- Ioniseringsteknologi: Ionisatoren udsender negativt ladede ioner, der fastgør sig til luftens skadelige partikler. De bliver tungere end luften, falder til jorden og kan støvsuges eller tørres op
- Vaskbart stof-forfilter der indfanger hunde- og kattehår og støvpartikler. Fås i to andre farver

Testet af:



Interesseret? Så kontakt os nu på:
86 109 109 eller onemed.dk

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup



	Lux AeroGuard Sense	Lux AeroGuard S
Dimensioner	610 x Ø400 mm	610 x Ø400 mm
Vægt	11 kg.	11 kg.
Tænd/sluk knap	Touchless Sensor	Drejeknap
Display	Ja	Nej
Rensning max niveau	99,97%	99,97%
Anbefalet areal v/ 4g. i timen	80 m ²	80 m ²
CADR	765 m ³ /time	765 m ³ /time
Partikel og gas sensor	Ja	Nej
Auto-funktion	Ja	Nej
Filterskift indikator	Ja	Nej
UV-A LED	Ja	Ja
Hjul	Kan tilkøbes	Kan tilkøbes
Stof-forfilter	Rødt, Gråt og Sort medfølger til månedlig vedligehold	
Støjmåling	28 - 57 dB	28 - 57 dB
Strømforbrug	20 - 80 W	20 - 80 W

AEROGUARD MINI

Den effektiveluftrensner til mindre lokaler.



3D ZYME

Bakteriel spray, der fjerner årsagen til dårlig lugt.



LUFTFUGTER

Forbedrer indeklimaet og reducerer fx. infl uenzavirus med op til 80%.

