

Varenummer 232670

## Urinprøvesæt, steril

✓ Til afvaskning før urinprøvetagning, samt opsamling af urin



### Produktbeskrivelse

Anvendes til afvaskning inden opsamling af urinprøve foretages. Urinprøvesættet er sterilt pakket.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinprøvesæt
Features	Steril
Inkluderet tilbehør	Inkl. 1 prøverør, 2 bægre, 10 ml saltvand - NaCl 0,9%, 3 vatkugler
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	57.8 cm	38.7 cm	17.5 cm	18053807810340
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt

STERILE