

Embecta penkanyle 31G (0,25 x 5 mm) Steril

Beskrivelse:

De sterile Embecta penkanyler kan anvendes til alle førende insulinpenne.

Materiale: Rustfrit stål, polypropylen.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
8150845	100 stk.	321106

Specifikationer

Sikkerhedskanyle:

Nej

Gauge:

31

Længde:

5

Diameter:

0,25

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED