

evercare[®] kirurgiske gazekompresser, røntgenpåviselige, syede, sterile


REF: 3217-01, 3218-01, 3219-01, 3220-01

evercare[®] kirurgiske kompresser, røntgenpåviselige, gaze, syede, sterile, er kirurgiske gazekompresser af høj kvalitet. De har farvekodning for nem produktidentifikation og numerisk kontrolsystem for at lette optælling. Kontrolsystemet indeholder følgende oplysninger: farvekode, REF-nummer, produktets tørvægt, antal individuelle kompresser, størrelsen på individuelle kompresser, materiale og kontrolbatchnummer. Som en del af produktionsprocessen optælles og kontrolleres produkterne af en metaldetektor, og materialet støvsuges for at minimere løse tråde. Inkluderer en ekstra non-woven pose under den sterile barriere for at muliggøre aseptisk teknik, når de tages ud af posen og skal holde produkterne på plads.

Egenskaber

- ▶ Røntgenpåviselig
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Numerisk styresystem
- ▶ Farvekodningssystem til nem produktidentifikation
- ▶ Pakket i en forsegleet fnugfri indpakning, der er nem at åbne
- ▶ Høj sugsevne
- ▶ Røntgenpåviselig tråd, der er svejset fast på gazen på sikker vis.
- ▶ PVC- og ftalatfri røntgenpåviselig tråd
- ▶ Syede kanter




REF	Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Forpakning æske/karton
3217-01	Kirurgiske gazekompresser, røntgenpåviselige, syede, 4-lags, pakke med 5 stk., sterile, Lilla		10 x 60 cm	120 / 720
3218-01	Kirurgiske gazekompresser, røntgenpåviselige, syede, 8-lags, pakke med 5 stk., steril, Grøn		10 x 60 cm	65 / 390
3219-01	Kirurgiske gazekompresser, røntgenpåviselige, syede, 12-lags, pakke med 5 stk., steril, Rød		10 x 60 cm	50 / 300
3220-01	Kirurgiske gazekompresser, røntgenpåviselige, syede, 12-lags, pakke med 5 stk., steril, Orange		10 x 10 cm	100 / 600

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Gaze	100 % bomuld, 17 tråde/cm ² , hvid
Røntgenpåviselig tråd	PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri røntgentråd (med bariumsulfat), sort
Sytråd	100 % bomuld, hvid
Inderemballage	PP spunbond non-woven, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Kontroller mængden af genstande før brug. Hvis mængden er anderledes end angivet på emballagen, må du ikke bruge produktet.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	3217-01: 150 x 280 3218-01: 150 x 280 3219-01: 150 x 280 3220-01: 150 x 185
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	3217-01: 273 x 155 x 250 3218-01: 273 x 155 x 250 3219-01: 273 x 155 x 250 3220-01: 185 x 155 x 250
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	3217-01: 285 x 520 x 480 3218-01: 285 x 520 x 480 3219-01: 285 x 520 x 480 3220-01: 262 x 570 x 325
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
3217-01	06438129119473	06438129319477	06438129519471
3218-01	06438129119480	06438129319484	06438129519488
3219-01	06438129119497	06438129319491	06438129519495
3220-01	06438129119503	06438129319507	06438129519501

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.