

evercare[®] kirurgiske kompresser, røntgenpåviselige, non-woven, sterile







REF: 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235

evercare[®] kirurgiske kompresser, røntgenpåviselige, non-woven, sterile, har farvekodning for nem produktidentifikation og numerisk kontrolsystem for at lette optælling. Kontrolsystemet indeholder følgende oplysninger: farvekode, REF-nummer, produktets tørvægt, antal individuelle kompresser, størrelsen på individuelle kompresser, materiale og kontrolbatchnummer. Som en del af produktionsprocessen optælles og kontrolleres produkterne af en metaldetektor, og materialet støvsuges for at minimere løse tråde. Disse kompresser har lav fnugdannelse og er omkostningseffektive. Inkluderer en ekstra non-woven pose under den sterile barriere for at muliggøre aseptisk teknik, når de tages ud af posen og skal holde produkterne på plads.

Egenskaber

- ▶ Røntgenpåviselig
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Numerisk styresystem
- ▶ Farvekodningssystem til nem produktidentifikation
- ▶ Pakket i en forseglede fnugfri indpakning, der er nem at åbne
- ▶ Høj sugsevne
- ▶ Røntgenpåviselig tråd, der sikkert er svejset på nonwoven-materialet




REF	Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Forpakning æske/karton
3230	Kirurgiske kompresser, røntgenpåviselige, non-woven, pakke med 5 stk., sterile, Orange		10 x 40 cm	130 / 1040
3231	Kirurgiske kompresser, røntgenpåviselige, non-woven, pakke med 5 stk., sterile, Grøn		20 x 40 cm	65 / 520
3232	Kirurgiske kompresser, røntgenpåviselige, non-woven, pakke med 5 stk., sterile, Brun		30 x 40 cm	45 / 360
3233	Kirurgiske kompresser, røntgenpåviselige, non-woven, enkeltpakke, steril, Grå		40 x 65 cm	20 / 160
3234	Kirurgiske kompresser, røntgenpåviselige, non-woven, pakke med 5 stk., sterile, Sort		40 x 65 cm	20 / 160
3235	Kirurgiske kompresser, røntgenpåviselige, non-woven, pakke med 5 stk., sterile, Blå		40 x 40 cm	30 / 240

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN 1644-1, EN 1644-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Non-woven	Viskose 70% polyester 30%, hvid
Røntgenpåviselig tråd	DEHP-fri, sort røntgentråd, med min. 60 % (w/w) bariumsulfat
Inderpose	PP non-woven, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Kontrollér mængden af genstande før brug. Hvis mængden er anderledes end angivet på emballagen, må du ikke bruge produktet.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	3230: 200 x 185
		3231: 200 x 185
		3232: 200 x 185
		3233: 200 x 265
		3234: 200 x 165
		3235: 200 x 155
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	3230: 190 x 165 x 285
		3231: 190 x 165 x 285
		3232: 190 x 165 x 285
		3233: 285 x 175 x 190
		3234: 285 x 175 x 190
		3235: 190 x 165 x 285
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	3230: 600 x 400 x 350
		3231: 600 x 400 x 350
		3232: 600 x 400 x 350
		3233: 600 x 400 x 370
		3234: 600 x 400 x 370
		3235: 600 x 400 x 350
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
3230	06438129114362	06438129314366	06438129514360
3231	06438129114379	06438129314373	06438129514377
3232	06438129114386	06438129314380	06438129514384
3233	06438129114393	06438129314397	06438129514391
3234	06438129114409	06438129314403	06438129514407
3235	06438129119022	06438129319026	06438129519020

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.