


*IQ*CATH



Kateterisation med hydrofile engangskatetre har i mere end 20 år været den mest anerkendte metode til tømning af blæren hos personer med neurologiske lidelser eller andre tømningsproblemer.

Metoden er enkel og skånsom samt sikrer at blæren tømmes fuldstændigt. Dermed minimeres risikoen for urinvejsinfektioner hos brugeren.

IQ-Cath er et overfladebehandlet engangskateter, som er udviklet og produceret af Manfred Sauer GmbH i Tyskland. Manfred Sauer har mere end 40 års erfaring i at udvikle og producere specialiserede urologiske produkter.

Produkterne fra Manfred Sauer er af høj standard blandt andet på grund af en 100% kvalitetskontrol af alle færdige produkter. Denne høje kvalitetskontrol giver brugeren en optimal tryghed ved brug af produkteter fra Manfred Sauer.

Hydrofil Engangskateter

Specialdesignet blød kuglespids



Fordele ved IQ-Cath

Længden på kateteret er 43 cm., hvilket er lidt længere end standard engangskatetre på markedet.

Den specialdesignede bløde kuglespids gør, at kateteret ved indføring let og ubesværet passerer ned gennem urinrøret og forbi lukkemusklen.

Kateteret er lidt stivere, end andre engangskatetre, hvilket gør, at det er enklere at styre under indføring.

Kateterets øjne er specielt afrundede og overfladebehandlede, hvilket reducerer risikoen for at beskadige urinrøret.

Coatingen forbliver på kateteret, både under indføring og når kateteret trækkes ud.

Indpakningen kan åbnes flere steder, og kan bruges som forlænger ved tømning direkte i toiletet.

Under indførelse af kateteret, kan inderpakningen benyttes til at holde på, så man undgår berøring med kateteret. Dermed mindskes risikoen for infektion i blæren.

Fleksibel kateterspids



Afrundede og overfladebehandlede kateterøjne



Produktoversigt

IQ –Cath hydrofilt coated

IQ- Cath er et hydrofilt coated engangskateter. Dette kateter skal tilsættes vand for at være klar til brug. Der tilføres vand i pakningen, og efter ca 30 sekunder er katetret klar til brug.



Vare nr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Farvekode
940289	IQ kateter kuglespids	ch10 43 cm pht fri	●
203262	IQ kateter kuglespids	ch12 43 cm pht fri	○
203264	IQ kateter kuglespids	ch14 43 cm pht fri	●
203266	IQ kateter kuglespids	ch16 43 cm pht fri	●

IQ –Cath hydrofilt coated med vand

IQ- Cath er et hydrofilt coated engangskateter. Dette kateter skal tilsættes vand for at være klar til brug. En pose med sterilt vand følger med i kateterpakningen. Når det sterile vand er tilsat kateterpakningen, går der ca 30 sekunder så er katetret klar til brug.



Vare nr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Farvekode
945392	IQ kateter kuglespids m/vand	ch10 43 cm pht fri	●
945393	IQ kateter kuglespids m/vand	ch12 43 cm pht fri	○
945394	IQ kateter kuglespids m/vand	ch14 43 cm pht fri	●
945395	IQ kateter kuglespids m/vand	ch16 43 cm pht fri	●
945396	IQ kateter kuglespids m/vand	ch18 43 cm pht fri	●

Produktoversigt

IQ-Cath hydrofilt coated klar til brug

IQ- Cath er et hydrofilt coated engangskateter. Dette kateter er klar til brug direkte fra pakningen.

Katetret ligger i vand, og kan tages direkte ud af pakningen, og anvendes uden ventetid.



Vare nr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Farvekode
945831	IQ kat kuglespids klar til brug	ch10 43 cm pht fri	●
945832	IQ kat kuglespids klar til brug	ch12 43 cm pht fri	○
945833	IQ kat kuglespids klar til brug	ch14 43 cm pht fri	●
945834	IQ kat kuglespids klar til brug	ch16 43 cm pht fri	●
945835	IQ kat kuglespids klar til brug	ch18 43 cm pht fri	●

945839	IQ kat female klar til brug	ch10 17 cm pht fri	●
945840	IQ kat female klar til brug	ch12 17 cm pht fri	○
945841	IQ kat female klar til brug	ch14 17 cm pht fri	●

IQ-Cath hydrofilt coated klar til brug med indføringsleeve

IQ- Cath er et hydrofilt coated engangskateter. Dette kateter er klar til brug direkte fra pakningen.

Katetret ligger i vand, og kan tages direkte ud af pakningen, og anvendes uden ventetid. Katetret er med et indføringsleeve nemt at indføre, uden at komme til at røre katetret.



Vare nr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Farvekode
945842	IQ kat kuglespids klar til brug	ch10 43 cm pht fri m/sleeve	●
945843	IQ kat kuglespids klar til brug	ch12 43 cm pht fri m/ sleeve	○
945844	IQ kat kuglespids klar til brug	ch14 43 cm pht fri m/ sleeve	●
945845	IQ kat kuglespids klar til brug	ch16 43 cm pht fri m/ sleeve	●
945846	IQ kat kuglespids klar til brug	ch18 43 cm pht fri m/ sleeve	●