


KD-JECT® III

KD-JECT® III sterile engangssprøjter med luer består af tre dele: sprøjtecylinder, stempel og pakning (gummitætning). De er beregnet til enten injektion af lægemidler i kombination med andet medicinsk udstyr, såsom kanyler, eller til udtagning af kropsvæsker.

KD-JECT® III er ikke-toksiske, pyrogenfri og steriliseret med ethylenoxid (EO).

Egenskaber

- Meget tydelig skala
- Silikoniseret for at opnå de bedste glideegenskaber
- Store vinger, som giver et nemt og fast greb
- Stempelstop, der forhindrer, at stemplet skubbes ud
- Farvekodet dispenseremballage, som kan åbnes på to forskellige måder
- Spids gummitætning, som giver færre rester
- PVC- og DEHP-fri, latexfri
- 5 års holdbarhed



REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Studs	Spids	Antal pr. pakke
870648	1	1	0,01	centreret LD*	Luer	100
875513	1	1	0,01	centreret	Luer	100
831854	2	3	0,1	centreret	Luer	100
831861	3	3	0,1	centreret	Luer	100
831878	5	6	0,2	centreret	Luer	100
831885	10	12	0,5	centreret	Luer	100
831885E	10	12	0,5	excentrisk	Luer	100
831892	20	24	1	excentrisk	Luer	100
870686	30	30	1	excentrisk	Luer	100
870662	50	60	1	excentrisk	Luer	30



*LD = lavdosispakning

Komponent	Materiale	Emballagemateriale	Sterilisation	Standarder
Sprøjtecylinder:	Ethylen-polypropylen-copolymer (PP)	Papir af medicinsk kvalitet	Ethylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyethylen (PE)	Gennemsigtig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitætning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikoneolie			klasse II a