


# IV3000 produktsortiment

Valg af korrekt bandage til IV-indstiksstedet anbefales som bedste praksis for at forebygge infektioner<sup>1</sup>. IV3000 tilbyder et bredt udvalg af bandager egnet til de mest almindelige IV-behandlinger. Vores sortiment inkluderer fire typer af bandager i forskellige størrelser<sup>2</sup>:

## Bandager med slids


En transparent filmbandage med fugtregulerende teknologi<sup>5</sup>, non-woven vinger som giver god fiksering omkring kateteret. Bandagen har en åbning som passer til kanylens port. Bandagen har også to sterile fikseringsstrips til fastgørelse af kateter eller slanger samt en steril dokumentationslabel<sup>3,4</sup>.



Størrelse	S&N varenr	Antal/æske	Recommended indication
5cm x 6cm	66004011	100	Paediatric
7cm x 9cm	4006	100	Peripheral
9cm x 12cm (oval)	66004009	50	Central
11cm x 14cm	66800512	25	PICC

## Bandager uden slids

En transparent filmbandage med fugtregulerende teknologi<sup>5</sup> inklusive to fikseringsstrips og dokumentationslabel<sup>3,4</sup>.




Størrelse	S&N varenr	Antal/æske	Recommended indication
5cm x 4cm**	4654	100	Paediatric
6cm x 7cm	4007	100	Peripheral
10cm x 12cm	4008	50	Central

\*\*Denne størrelse leveres ikke med 2 fikseringsstrips eller dokumentationslabel

## Frame Delivery/stabiliseringskant


En transparent filmbandage med fugtregulerende teknologi<sup>5</sup>. Frame delivery systemet giver brugeren mulighed for at placere bandagen over kateteret og straks se IV indstiksstedet. Bandagen inkluderer to fikseringsstrips og dokumentationslabel.



Størrelse	S&N varenr	Antal/æske	Recommended indication
6cm x 7cm	59410082	100	Peripheral
10cm x 12cm	59410882	50	Central

## Reinforced handle (orange håndtag)

En transparent filmbandage med fugtregulerende teknologi<sup>5</sup> med kanter af orange tape. De kan enten blive revet fra kanterne af bandagen og bruges som ekstra sikkerhed eller de kan blive siddende som en del af bandagen.



Størrelse	S&N varenr	Antal/æske	Recommended indication
6cm x 8cm	4923	100	Peripheral
6cm x 8.5cm	4924	100	Peripheral
10cm x 14cm	4925	10	Central
10cm x 14cm	4973	50	Central
10cm x 20cm	4649	50	PICC/Epidural