



## KD-SPIKE®

### Produktbeskrivelse:

KD-SPIKE® er et overføringsspyd til overførsel eller blandning af sterile væsker eller lægemiddel i et lukket system.

KD-SPIKE® kendetegnes ved god penetrationskraft også ved kraftige gummimembraner.

### Produkt:

- PVC- og DEHP-fri, latexfri
- Holdbarhed 5 år
- Steril: Etylenoxid (EO)

### Materiale:

- Overføringsspyd: Akrylonitril-butadien-styren sampolymer (ABS)
- Beskyttelseshætte: : Polypropylen (PP)
- Transparent blister forpakning: PE/PA

### Standarder:

- EN ISO 13485
- CE 0123
- Klasse 1S

Varenummer	Varebetegnelse	specifikation	ref. nummer	forpakning
940815	KD-spike overføringskanyle	standard blå	772980	100 stk.