



Låg med lille åbning



Den lille tap i låget er beregnet til at lukke beholderen permanent, når den er fuld



0.1 liter USON kanylebeholder

USON kanylebeholder 0.1 liter er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler. Den beskedne størrelse gør beholderen velegnet som udstyr i såvel lægetasker som til ambulancetjenester.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/skarpe genstande – såsom sprøjter, kanyler mm.

Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Samtidigt minimeres spild og mængden af farligt affald.

- Produktet er fremstillet i Danmark af miljøvenligt, stærkt og holdbart PP (polypropylene)
- Høj sikkerhedsgrad i forbindelse med design og produktion (ISO 9001)
- Låget leveres valgfrit med lille eller stor åbning
- Låget har to funktioner - midlertidig og permanent lukning
- Væsketæt samling mellem beholder og låg
- Standardfarverne er gennemfarvet gul og transparent gul
- Beholderen leveres i egen farve og med eget logo ved større ordrer
- Beholderne kan leveres uden UN godkendelse (prisbillig løsning)

MATERIALE

Polypropylene (PP)



DIMENSIONER

Diameter (top): 4,7 cm
Højde: 9 cm

EMBALLAGE

Antal pr. karton: 100 stk.
Antal pr palle: 8.400 stk.



USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001 and 13485