

SELEFA® Kirurgisk tape silke

REF: 2402011, 2402012, 2402013

SELEFA® kirurgisk tape, silke, er en økonomisk, kirurgisk universaltape. Den kan bruges til fiksering af slanger, katetre og småt medicinsk udstyr samt til fiksering af alle former for forbindinger. Den er åndbar og kan nemt fjernes uden at efterlade klæberester.

Egenskaber

- ▶ Latex-fri
- ▶ Åndbar
- ▶ Fremragende klæbeegenskaber
- ▶ Kunstsilke



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2402011	Kirurgisk tape, silke, Hvid	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2402012	Kirurgisk tape, silke, Hvid	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2402013	Kirurgisk tape, silke, Hvid	5 cm x 9,1 m	6 / 180

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 1939

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Tapebinder	Acetatrayon, råhvid
Klæbemiddel	Smeltelim, latexfri
Kerne	PE, cremefarvet

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	3 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	150 x 100 x 54
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	315 x 315 x 295
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2402011	N/A	06438129352054	06438129552058
2402012	N/A	06438129352061	06438129352065
2402013	N/A	06438129352078	06438129552072

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.