

SELEFA® kirurgisk tape non-woven

REF: 2402021, 2402022, 2402023, 2405021, 2405022, 2405023

SELEFA® kirurgisk tape, non-woven, er en økonomisk, kirurgisk universaltape. Den kan bruges til fiksering af slanger, katetre og småt medicinsk udstyr samt til fiksering af alle former for forbindinger. Den er åndbar og kan nemt fjernes uden at efterlade klæberester.

Egenskaber

- ▶ Latex-fri
- ▶ Åndbar
- ▶ Fremragende klæbeeigenschaften
- ▶ Tyndt non-woven materiale
- ▶ Fås med eller uden holder



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2402021	Kirurgisk tape, non-woven, Hvid	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2402022	Kirurgisk tape, non-woven, Hvid	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2402023	Kirurgisk tape, non-woven, Hvid	5 cm x 9,1 m	6 / 180
2405021	Kirurgisk tape non-woven med holder, Hvid	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2405022	Kirurgisk tape non-woven med holder, Hvid	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2405023	Kirurgisk tape non-woven med holder, Hvid	5 cm x 9,1 m	6 / 180

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 1939, EN ISO 14184-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Tape	Papir og vådlagt non-woven, hvid
Lim	Akrylbaseret, trykfølsomt klæbemiddel, latexfri
Kerne	PE, cremefarvet
Holder	PP, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	3 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2402021: 136 x 90 x 54 2402022: 136 x 90 x 54 2402023: 136 x 90 x 54 2405021: 145 x 142 x 78 2405022: 145 x 142 x 66 2405023: 145 x 142 x 60
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2402021: 290 x 290 x 285 2402022: 290 x 290 x 285 2402023: 290 x 290 x 285 2405021: 445 x 310 x 410 2405022: 445 x 310 x 350 2405023: 445 x 310 x 320
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2402021	N/A	06438129352085	06438129552089
2402022	N/A	06438129352092	06438129552096
2402023	N/A	06438129352108	06438129552102
2405021	N/A	06438129352146	06438129552140
2405022	N/A	06438129352153	06438129552157
2405023	N/A	06438129352160	06438129552164

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.