

evercare[®] elastisk støttebandage Ideal, steril

REF: 4276-01, 4277-01, 4278-01, 4279-01, 4280-01

evercare[®] Ideal steril elastisk støttebandage fremstillet af 100 % bomuldsfibre har fremragende elastiske egenskaber. Ideelt egnet til fiksering af sårplejeforbinding, især på led, til fiksering af skinner, til kompression ved ødembehandling. Steril Ideal-bandage kan også bruges som støtte efter fjernelse af gips samt som støtte ved amputation og ledbåndsskader.

Egenskaber

- ▶ Fiksering af sårbandager, især på led og runde kropsdele
- ▶ Til støtte, f.eks. efter fjernelse af plaster og behandling af ødem
- ▶ Modstandsdygtig over for salver
- ▶ Bandage med vævede kanter
- ▶ Blød og behagelig
- ▶ Støtte ved amputation og ledbåndsskader
- ▶ 95 % strækbarhed
- ▶ 100% bomuld
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Enkelt, emballage med peel-åbning




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
4276-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, enkeltpakke, steril	6 cm x 4 m	20 / 80
4277-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, enkeltpakke, steril	8 cm x 4 m	20 / 80
4278-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, enkeltpakke, steril	10 cm x 4 m	20 / 80
4279-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, enkeltpakke, steril	12 cm x 4 m	20 / 80
4280-01	Elastisk støttebandage Ideal, bomuld, enkeltpakke, steril	15 cm x 4 m	20 / 80

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

DIN 61632, DIN 61634, EN 1049-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Bandage

100% bomuld, råhvid, ikke-udstrakt længde 2 m, udstrakt længde 4 m, forlængelse ca. 95%, elasticitet ca. 80%

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	4276-01: 100 x 114 4277-01: 100 x 160 4278-01: 100 x 160 4279-01: 100 x 195 4280-01: 100 x 210
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4276-01: 300 x 110 x 190 4277-01: 300 x 160 x 190 4278-01: 300 x 160 x 190 4279-01: 300 x 190 x 190 4280-01: 300 x 210 x 190
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4276-01: 400 x 320 x 250 4277-01: 400 x 320 x 350 4278-01: 400 x 320 x 350 4279-01: 400 x 320 x 410 4280-01: 400 x 320 x 450
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
4276-01	06438129121841	06438129321845	06438129521849
4277-01	06438129121858	06438129321852	06438129521856
4278-01	06438129121865	06438129321869	06438129521863
4279-01	06438129121872	06438129321876	06438129521870
4280-01	06438129121889	06438129321883	06438129521887

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.