

SELEFA® Optimia runde gazetamponer

REF: 222021, 222022, 222023, 222024

SELEFA® Optimia runde gazetamponer, usterile, er højabsorberende tamponer til et bredt anvendelsesområde som f.eks.: hudrensning, sårrensning, aftørring, væske- og fugtabsorption, beskyttelse, desinfektion osv. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre bomuldsgaze af høj kvalitet. Den kompakte foldning holder produktets form stabil.

Egenskaber

- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Miljøvenlig blegning (ingen klor)
- ▶ Kan steriliseres med EO
- ▶ 17 tråde pr. cm²



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
222021	Optimia runde gazetamponer, usterile, Hvid	Ø 30 mm	200 / 3600
222022	Optimia runde gazetamponer, usterile, Hvid	Ø 40 mm	150 / 2700
222023	Optimia runde gazetamponer, usterile, Hvid	Ø 50 mm	100 / 1800
222024	Optimia runde gazetamponer, usterile, Hvid	Ø 65 mm	100 / 1400

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Hovedmateriale

100 % bomuldsgaze, hvid

Elastisk ring

Silikonebaseret elastik

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	PE pose, Gennemsigtig	222021: 270 x 390 x 104 222022: 270 x 390 x 0 222023: 270 x 390 222024: 400 x 500 x 0
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	222021: 395 x 290 x 420 222022: 395 x 290 x 420 222023: 395 x 290 x 540 222024: 395 x 290 x 540
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
222021	N/A	06438129354065	06438129554069
222022	N/A	06438129354072	06438129554076
222023	N/A	06438129354089	06438129554083
222024	N/A	06438129354096	06438129554090

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.