

## evercare® undersøgelseshandsker, nitril, LIME

REF: 6455, 6456, 6457, 6458, 6459

Undersøgelles- og beskyttelseshandske i nitril til engangsbrug, acceleratorfri, grøn

### Egenskaber

- ▶ Acceleratorfri, pudderfri, ambidekstral og med rullet kant for ekstra manchetsstyrke.
- ▶ Glat overflade ved fingerspidserne for bedre følelse.
- ▶ Yderst elastisk og glat for fremragende føleførmelse
- ▶ Sidder behageligt, er nem at tage af og på.
- ▶ Grøn farve identificerer hudvenligt materiale til brug.
- ▶ Gode virale barriereegenskaber, beskytter mod en række kemiske stoffer.
- ▶ Godt alternativ til dem, der lider af type I-allergier og acceleratorrelaterede type IV-allergier.



### Anbefalinger for brug



Almindelig rengøring



Sundhedspleje, afdelinger








Prøvetagning



Tandpleje



Medicinadministration, apoteker

REF	Beskrivelse	Størrelseskode	Total længde	Forpakning æske/karton
6455	Undersøgelseshandsker, nitril, LIME, XS, Grøn		240 mm	150 / 1500
6456	Undersøgelseshandsker, nitril, LIME, S, Grøn		240 mm	150 / 1500
6457	Undersøgelseshandsker, nitril, LIME, M, Grøn		240 mm	150 / 1500
6458	Undersøgelseshandsker, nitril, LIME, L, Grøn		240 mm	150 / 1500
6459	Undersøgelseshandsker, nitril, LIME, XL, Grøn		240 mm	150 / 1500

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr og personligt beskyttelsesudstyr.



<b>REACH forordning:</b>	Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).
<b>Tæthed:</b>	AQL 1.5
<b>Brudstyrke:</b>	≥ 6,0 N (før og efter udfordringstest)
<b>Biologisk evaluering:</b>	Samlet mængde pudderrester til pudderfri handske: < 2 mg/handske Cytotoksicitet testet iht. til EN ISO 10993-5 Irritation og hudsensibilisering testet iht. til EN ISO 10993-10
<b>Lovmæssige krav:</b>	Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 Forordning for personlig beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425, PPE R kategori III. EU-overensstemmelses erklæring for personlig beskyttelsesudstyr: <a href="https://www.evercare-medical.com/about-us">https://www.evercare-medical.com/about-us</a>
<b>Overholdelse af produktstandarder:</b>	EN 455: 1 – 4
<b>Kemisk resistens:</b>	Testet i henhold til EN 16523-1
<b>Fødevarerikkerhed:</b>	I henhold til EU regulativet 1935/2004 er hansken egnet til håndtering af alle fødevarer.
<b>Øvrige gennemførte tests:</b>	Testet for lufttæthed og vand penetration iht. EN 374-2 (level 2) Kemikalierester Behændighed, længde og pH iht EN 420 Mekanisk performance iht. EN 388 Mikrobiologisk kvalitet RoHS-overensstemmelse Modstandsevne over for nedbrydning ved kemikalier i henhold til EN 374-4 Viral penetration i henhold til EN 374-5 og ASTM F1671
<b>Kvalitetsstandarder:</b>	EN ISO 13485
<b>Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:</b>	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 420

## Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Håndflade	Acrylnitril-butadien (nitril), tykkelse for enkelt lag min. 0,06 mm
Finger	Acrylnitril-butadien (nitril), tykkelse for enkelt lag min. 0,09 mm

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Pap, TCF eller ECF kvalitet	240 x 120 x 70
Transportkarton	Bølgepap, TCF eller ECF kvalitet	360 x 250 x 250
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
6455	N/A	06438129315653	06438129515657
6456	N/A	06438129315660	06438129515664
6457	N/A	06438129315677	06438129515671
6458	N/A	06438129315684	06438129515688
6459	N/A	06438129315691	06438129515695

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.