

Kortstræksbind



Comprilan® S
Kortstræksbind



Kortstræksbind

Comprilan® S understøtter muskelpumpen og forbedrer det venøse flow. Kombinationen af lavt hviletryk og højt arbejdstryk gør, at Comprilan® S nemt, sikkert og effektivt kan anvendes både ved aktivitet og i hvile (også om natten).



Produktbeskrivelse

- 100% Bomuld, 90% elasticitet
- Hudvenlig og åndbar
- Højt arbejdstryk og lavt hviletryk
- Graderet tryk distalt til proximalt, ved korrekt bandagering
- Kan steriliseres
- Kan anvendes sammen med cremer og salver

Indikationer

Kompressionsbandage til brug ved venøs insufficiens, posttrombotisk syndrom (PTS), ødem, ulcus cruris, trombophlebit efter variceoperationer og ved lymfødem.

Kontraindikationer

- Iskæmi, svær arteriel insufficiens
- Ubehandlet hjerteinsufficiens
- Ubehandlet septisk phlebitis

Bestillingsinformation

Varenr.	Størrelse	Farve	Antal /æske	Antal æsker /karton
75078-00	6 cm x 5 m	Beige	10	8
75079-00	8 cm x 5 m	Beige	10	8
75080-00	10 cm x 5 m	Beige	10	8
75081-00	12 cm x 5 m	Beige	10	8

