



SVALGTUBER

- Färgkodade svalgtuber för enkel identifiering
 - Hygienförpackade i storpack eller styckförpackade i PP-påse
 - Tillverkade av Polyetylen
 - Finns även som set med en svalgtub i varje storlek
- Levereras i plastbox (p/p). Lämplig för exempelvis akuttväska

Artikelnr	Nr	mm	Färg	Avd./Trpt.fp
60605104	000	40	rosa	100/1000
60605105	00	50	blå	100/1000
60605106	0	60	svart	100/1000
60605107	1	70	vit	100/1000
60605108	2	80	grön	100/1000
60605109	3	90	gul	100/1000
60605110	4	100	röd	100/1000
60605111	5	110	orange	100/1000
60605104-1	000	40	rosa	1/100/1000
60605105-1	00	50	blå	1/100/1000
60605106-1	0	60	svart	1/100/800
60605107-1	1	70	vit	1/100/800
60605108-1	2	80	grön	1/100/700
60605109-1	3	90	gul	1/100/700
60605110-1	4	100	röd	1/100/600
60605111-1	5	110	orange	1/100/500
60605112	000-5		set i box	1/1

Avd.förp = min.kvant/best