



Svalgtuber

Guedel svalgtuber, färgkodade för enkel identifiering. Hygienförpackade i storpack eller styckförpackade i PP-påse. Finns även som set med en svalgtub i varje storlek. Lämplig för exempelvis akutväska. Uppfyller standard: ISO 5364:2016. Sterila.

Material: Polyetylen

Hygienförp. i storpack Artikelnr	Styckförpackade i PP-påse Artikelnr	Nr	mm	Färg	Avd./Trpt.fp
60605104	60605104-1	000	40	rosa	100/1000
60605105	60605105-1	00	50	blå	100/1000
60605106	60605106-1	0	60	svart	100/1000
60605107	60605107-1	1	70	vit	100/1000
60605108	60605108-1	2	80	grön	100/1000
60605109	60605109-1	3	90	gul	100/1000
60605110	60605110-1	4	100	röd	100/1000
60605111	60605111-1	5	110	orange	100/1000

Artikelnr	Beskrivning	Nr	Avd./Trpt.fp
60605112	Set med en svalgtub i varje storlek. Levereras i plastbox	000-5	1/1

Avd.förp = min.kvant/best