



ANDNINGSBALLONGER FÖR LUFTVÄGSBEHANDLING

MEDIPLAST® kan erbjuda Er ett komplett system för hjärt-lungräddning. Systemet är för engångsbruk. Osterila.

Material: DEHP-fri PVC, Polyetylen, Polycarbonat, latexfri

Artikelnr	Benämning	Avd/Trp fp
6014215	Ventilator komplett, manuell Nyfödd, 2,5-12 kg. Mask stl 1, (15 mm anslutning) 280 ml andningballong, trycksäkerhetsventil (40 cm H ² O), reservoarbag 600 ml, oxygenslang 2 m	1/12
6014216	Ventilator komplett, manuell Barn, 10-30 kg. Mask stl 3, (22 mm anslutning) 550 ml andningballong, trycksäkerhetsventil (40 cm H ² O), reservoarbag 2000 ml, oxygenslang 2 m	1/12
6014217	Ventilator komplett, manuell Vuxen, >30 kg Mask stl 5, (22mm anslutning) 1500 ml andningballong, trycksäkerhetsventil (60 cm H ² O), reservoarbag 2500 ml, oxygenslang 2 m	1/12

Avd.förp = min.kvant/best

