

Locobase Repair

Hudplejecreme



Genopbyggende og beskyttende hudpleje. Til meget tør og beskadiget hud. Speciel creme, der beskytter og genopretter hudbarrieren. Dyb og langvarig hydrering. Indeholder hudidentiske lipider.

Anvendelsesområde	<p>Locobase Repair kan bruges af børn og voksne og er primært beregnet til:</p> <p>Tør, skællet eller revnet hud på hænder, fødder, ben, arme og andre dele af kroppen. Hud der udsættes for meget slid, hud der er genetisk tilbøjelig til at have en svag hudbarriere eller hud, der er følsom i almindelighed. Komplementær og opfølgende hudpleje ved behandling med kortisoncreme.</p>
Produktegenskaber	<p>Locobase Repair har et højt fedtindhold (63%) og indeholder en optimal kombination af specielle og hudidentiske barrierefedtstoffer ceramider, kolesterol og frie aminosyrer.</p> <p>Locobase Repair er en særlig favoritcreme der har været brugt i generationer mod meget tør og skadet hud samt som komplementær hudpleje ved atopisk eksem. Flere undersøgelser har vist, at Locobase Repair er en effektiv specialcreme og kan anvendes på mange områder såsom frostskaadede kinder, sprukne læber og på tørre pletter over hele kroppen. Locobase Repair har en hudvenlig pH-værdi og indeholder den samme type fedtstoffer, som huden selv producerer – og så er den naturligvis helt fri for parfume.</p> <p>Øjeblikkelig og langvarig fugtende virkning – beskytter huden i op til 24 timer.</p>
Brugsanvisning	<p>Locobase Repair er meget drøj, hvorfor det oftest er tilstrækkeligt at anvende et tyndt lag creme på tørre hudområder – en mængde der svarer til din lillefingernegl. Påfør cremen på det udsatte område mindst en gang dagligt eller oftere efter behov – cremen virker i op til 24 timer efter påføring. Bruges helst om aftenen, da det giver cremen god tid til at arbejde.</p> <p>Grundet cremens specielle sammensætning kan Locobase Repair opleves mere fast i konsistensen, end hvad man måske er vant til. Dog fedter den ikke og trænger hurtigt ind i huden – en lille mængde rækker langt.</p> <p>Det er især vigtigt at anvende creme, når det er koldt udenfor. Påfør Locobase Repair på udsatte hudområder ca. 10 minutter før du går ud i kulden – på den måde beskytter du din hud mod både dehydrering og frostskaader.</p> <p>Locobase Repair fungerer også godt som en læbebalsam.</p>
INCI	<p>Petrolatum, Aqua, Paraffin, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Sorbitan Oleate, Copernicia cerifera wax, Cholesterol, Ceramide 3, Oleic Acid, Palmitic Acid, Tromethamine, Carbomer.</p>
Opbevaring	<p>Opbevares ved stuetemperatur. Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato. Holdbarhed efter åbning: 12 måneder.</p>

Udseende og duft	Uden farve og parfume.
Produktionsland	ITALIEN
Anvendelses- og miljøsikkerhed	Kosmetikprodukt. Produktet hører under kosmetikforordningen (EF) Nr. 1223/2009 og er sikkerhedsvurderet.
Emballagematerialer	Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Forpakning
	10 x 50 ml	3972	5701684397220	5701684397213	Tube



Øvrig information	Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com .
--------------------------	--