

# SafeBox kanylebeholder gul 250ml UN m/etiket 130 mm høj

## Beskrivelse:

SafeBox kanylebeholder anvendes til bortskaffelse af sprøjter, skalpeller, kanyler, mm. Låget har to funktioner, midlertidig og permanent lukning. Markering ved max opfyldningsniveau. Kan stables. Mål: højde 130 mm, bredde 50 mm, dybde 81 mm. Materiale: Miljøvenligt polypropylen. UN godkendt.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

941968

1 stk.

00250-13-18-00

## Specifikationer

### CE labeled product:

Nej

### MD Classification:

### OneMed A/S

Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

ONEMED