



Leukoplast® Sleek LF

Leukoplast®

Sårbehandling i de bedste hænder

Leukoplast® Sleek LF

Vandafvisende og rivbar fikseringstape

Leukoplast® Sleek LF er en rivbar og vandafvisende fikseringstape, der kan bruges til at fiksere og beskytte bandager.

Indikationer

Til fiksering og beskyttelse af bandager, stomi og andre tuber.

Indhold

Glat, rosafarvet PVC film med akrylklæb.

Kan anvendes med

Cutimed® Siltec®.

Egenskaber

- Vandtæt og kan tørres af
- Kan nemt rives på tværs uden at trevle
- Antimikrobiel spole



Leukoplast® Sleek LF				
Varenr	Størrelse	Type af rulle	Antal stk/æske	Antal stk/TRP
72359-00001	1,25 cm x 5,0 m	Med snapring	12	288
72359-00000	2,50 cm x 3,0 m	Med snapring	12	216
72359-00002	2,50 cm x 5,0 m	Med snapring	12	216
72359-00003	5,00 cm x 5,0 m	Med snapring	12	144
72379-00002	2,50 cm x 5,0 m	På plastspole	12	216
72379-00003	5,00 cm x 5,0 m	På plastspole	12	144