

Vitrex Sterilance Flex 3

3 stikdybder, 26G steril

Beskrivelse:

Vitrex Sterilance Flex er en engangsfingerprikker, med fjederudløsning, som er klar til brug. Der er mulighed for at indstille 3 stikdybder. Prikkeren er forud indstillet til medium stikdybde (1,8mm). Vælg den af de 3 stikdybder, der passer til den individuelle hudtype og den ønskede prøvestørrelse. Lancetten kan ikke aktiveres igen og er derfor også fremragende til professionelt brug, på sygehuse i lægeklinikker på plejehjem eller i hjemmeplejen, da den eliminerer risikoen for stikuheld på personalet. - Pakningsstørrelse: 100 stk. - Dimensioner: 26G. - Stikdybder: 1,2mm (lav), 1,8mm (medium) og 2,4mm (dybt). - Kan kun anvendes en gang. - Nålen er aldrig synlig. Drej sikkerhedshætten af og indstil stikdybden og pres fingerprikkeren mod det ønskede sted og tryk. Efter prøvetagningen går nålen automatisk tilbage og låser, hvorved fingerprikkeren kun kan bruges én gang - derved undgås risiko for smittefare.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

944096

100 stk.

396813

Specifikationer

Gauge:

26

Længde:

1,2 1,8 2,4

Diameter:

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED