

BD Thin Wall Penkanyle 32G (0,23 x 4mm)

Beskrivelse:

De sterile BD Thin Wall penkanyler kan anvendes til alle førende insulinpenne. Materiale: Rustfrit stål, polypropylen.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

944782

100 stk.

320211

Specifikationer

Sikkerhedskanyle:

Nej

Gauge:

32

Længde:

4

Diameter:

0,23

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED