

BD Thin Wall Penkanyle 31G (0,25 x 5mm)

Beskrivelse:

De sterile BD Thin Wall penkanyler kan anvendes til alle førende insulinpenne. Materiale: Rustfrit stål, polypropylen.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

944783

100 stk.

320212

Specifikationer

Sikkerhedskanyle:

Nej

Gauge:

31

Længde:

5

Diameter:

0,25

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDD Class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED