

BD AutoShield Duo Penkanyle 30G 8mm nål beskyttelseskærm

Beskrivelse:

BD AutoShield er en sikkerhedspenkanyle, som hjælper med at reducere risikoen for stikskader blandt sundhedspersonale. Steril. Egenskaber: Beskyttelse af både patient og personale. Beskytter kanyleenden. Begge skjold låser automatisk efter injektion. Rødt bånd indikator bekræfter, at sikkerhedsmekanismen er aktiveret. Kort injektionskanyle 5 mm og 8 mm, reducerer risiko for injektion i muskel. Kompatibel med alle penne til diabetesbehandling. Steril. PVC fri. Phthalat fri. Latex fri. CE mærket MDD 93/42/EØF klasse IIa. Holdbarhed: 3 år. Opbevaring: Tørt og uden direkte sollys.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
946100	100 stk.	329608

Specifikationer

Sikkerhedskanyle:

Ja

Gauge:

30

Længde:

8

Diameter:

0,3

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

MDR class IIa

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED