

Contour next Teststrimler

Beskrivelse:

Contour next teststrimler til måling af blodsukker med nøjagtige resultater, selv ved lave blodsukkerkoncentrationer. Contour next er designet til nemt at suge blodet ind via spidsen af teststrimlen.

Blodmængde: 0,6 µL. Måleområde: 0,6-33,3 mmol/L. Måletid: 5 sekunder. Opbevaring: 0-30 grader.

Second-Chance fyldning giver mulighed for at tilføre mere blod til samme teststrimmel indenfor 60 sekunder. Teststrimlerne skal opbevares i den originale lukkede beholder.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
946128	50 stk.	84030881

Specifikationer

Ketoner:

Nej

Individuelt indpakket:

Nej

Passer til følgende apparat:

Contour Next One

CE labeled product:

Ja

MD Classification:

IVD

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED