

Accu-Chek Mobile Teststrimler i tromle

Beskrivelse:

Accu-Chek Mobile teststrimler bruges sammen med Accu-Chek Mobile blodsukkerapparatet, som har en strimmelfri teknologi. Blodmængde: 0,3 µl og blodet suges fra siden af teststrimlen. Måleområde: 0,6-33,3 mmol/L. Måletid: 5 sekunder. Kassetten er let håndterlig. Holdbarhed efter åbning: apparatet holder øje med udløbsdatoen på strimlerne. Kodning/kalibrering: Automatisk. Teststrimlerne er plasmakalibrerede. Opbevaringstemp.: Strimlerne skal opbevares mellem +2°C og +32°C. Anvendelsestemp.: Når en måling udføres skal det ske ved temp. mellem +10°C og +40°C. Overholdes dette ikke, kan forkerte målinger forekomme. Det er muligt at måle op til 4000 meter over havets overflade uden at resultatet påvirkes. CE mærket: Ja. Vigtigt: Du bør læse indlægssedlen til teststrimlerne, da der kan være forhold, hvor du ikke kan måle et nøjagtigt blodsukker. Finder du uforklarligt høje blodsukkerværdier kan det skyldes forkert opbevarede strimler, f.eks. at låget ikke har været sat på eller har siddet skævt. Tag derfor hul på en ny pakke teststrimler for sammenligning.



Varenr.

Pakning

Ref. nr.

946131

50 stk.

7141254370

Specifikationer

Ketoner:

Nej

CE labeled product:

Ja

Individuelt indpakket:

Nej

MD Classification:

IVD

Passer til følgende apparat:

AccuChekMobile

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED