


evercare® pædiatrisk klæbende hulstykke, 35 x 65 cm, variabel åbning

REF: 1511

evercare® pædiatrisk hulsstykke m/klæb, variabel, steril med integreret kantfiksering giver nem og hurtig afdækning til en lang række procedurer. Det er specielt designet til patienter med følsom hud, da klæbekanten er betydeligt mindre og klæbemidlet mere skånsomt mod huden. Patienter, der især kan bidrage positivt til dette, er ældre personer eller neonatale spædbørn.

REF 1511



37 x 65 cm

37 x 65 cm

Egenskaber

- ▶ Nem og hurtig tildækning
- ▶ Blødere klæbemiddel gør det nemmere at fjerne og flytte afdækningen
- ▶ Overholder kravene i EN 13795-1 til højtydende, kritisk produktområde

REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1511	Pædiatrisk klæbende hulstykke, variabel, steril, Blå	37 x 65 cm, klæbekant 2,5 cm	25 / 100

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Laminat

PP non-woven , blå / PE-film, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, Gennemsigtig	150 x 290
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	265 x 143 x 234
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	545 x 310 x 246
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1511	06438129118728	06438129318722	06438129518726

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.