

evercare® pædiatrisk absorberende afdækning 70 x 60 cm

REF: 1463-50

evercare® pædiatrisk absorberende afdækning, steril, er en alsidig, uigennemtrængelig, ekstra absorberende afdækning. Det er specielt designet til patienter med følsom hud, da klæbekanten kun er 2,5 cm bred og klæbemidlet mere skånsomt mod huden. Stoffet er også tyndere, men alligevel meget absorberende og tilpasser sig kroppens konturer. Patienter, der især kan bidrage positivt til dette, er ældre personer eller neonatale spædbørn.

Egenskaber

- ▶ Ekstra absorberende
- ▶ Blødere klæbemiddel gør det nemmere at fjerne og flytte afdækningen
- ▶ Overholder kravene i EN 13795-1 til højtydende, mindre kritisk produktområde




70 x 60 cm

REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
1463-50	Pædiatrisk absorberende afdækning m/klæb, steril, Blå	60 x 70 cm, Klæbekant 2,5 cm	40 / 160

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Laminat

PP non-woven, blå / PE-film, blå

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PE/PET film	250 x 390
Pakke	TCF eller ECF kvalitet	285 x 242 x 287
Transportkarton	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
1463-50	06438129118704	06438129318708	06438129518702

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.