



Tamponad

24-tråds gazvæv

Tamponadeforbindning til dybe sår og kropshuler. Steril udgave.



1 Faste kanter

3 Enkel håndtering

2 Økonomisk



Fordele:

Faste kanter
Enkel håndtering
Økonomisk
Smart opbevaring

Egenskaber

Let at håndtere og klippe. Faste vævede kanter.

Indikation

Til tamponering i dybe sår och kropshuler.

Materiale

100% bleget bomuld. Steril opbevaringsbox af polystyrol/polyetylen. Produkt er klassificeret som medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Tamponad	1cm x 5m	370800	1 stk	36 AFP
Steril i æske	2cm x 5m	288019	1 stk	36 AFP