

Lastogrip®

Elastisk tubebandage

Lastogrip er en kraftig hvid tubebandage. Lastogrip fikses hurtigt og enkelt uden yderligere hjælpemidler. Bandagen kan fjernes og sættes på igen, eftersom den beholder sin elasticitet. Yder kompression som et middelelastisk bind, men med en jævn trykvirkning.

Lastogrip kan vaskes
og steriliseres



Elasticitet: 330%

Hurtig og enkel at aplikere

Indikation

Til forbindingsfiksering, hvor kompression også behøves f.eks. ved thorax- og bugkirurgi, efter brystoperationer samt som dækkende beskyttelsesforbinding.

Kompression f.eks. ved ødemer.

Støtte og aflastning ved muskel- og knogle-skader. Støttebind med varmende effekt ved artros.

Kontraindikationer:

Indeholder latex og bør derfor ikke anvendes af personer med overfølsomhed.



HARTMANN

helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Lastogrip er en kraftig tubebandage, som både giver støtte og kan fiksere andre forbindinger.

Egenskaber

Lastogrip er en elastisk tubebandage med en enkel applikering, hvor ingen yderligere fiksering kræves. Bandagen bliver siddende på plads uden at glide. Det tryk, som Lastogrip afgiver, svarer til en middelstærk kompression. Eventuelle sårskader kan nemt undersøges ved at tubebandagen trækkes bort. Siden kan den så trækkes tilbage igen. Tubebandagen består af en høj andel bomuld, som gør den behagelig at have på samtidig med, at den er hudvenlig.

Materiale

82% bomuld, 10% viskose, 8% polyamid. Indeholder latex.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.
Elasticitet: 330%

Vaskeråd

Lastogrip kan vaskes ved 60°C.
Lastogrip kan steriliseres i autoklave ved 134°C.



Lastogrip placeret over knæet.

Sortiment	Benævnelse	Str	Funktionsmål	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Lastogrip. Styk i æske	A	10 m x 4,2 cm	Barnehånd/arm/fod	932 170	1 stk	11 Æsker
	B	10 m x 6,25 cm	Lille hånd/arm/fod	932 171	1 stk	8 Æsker
	C	10 m x 6,75 cm	Medium hånd/arm/fod/underben	932 172	1 stk	7 Æsker
	D	10 m x 7,5 cm	Stor hånd/arm/fod/underben	932 173	1 stk	7 Æsker
	E	10 m x 8,75 cm	Ben/store arme/smalle lår	932 174	1 stk	6 Æsker
	F	10 m x 10 cm	Lår/ben	932 175	1 stk	5 Æsker
	G	10 m x 12 cm	Store lår	932 176	1 stk	4 Æsker
	J	10 m x 17,5 cm	Lille krop	932 177	1 stk	3 Æsker
	K	10 m x 21,5 cm	Medium krop	932 178	1 stk	4 Æsker
	L	10 m x 32,5 cm	Stor krop	932 179	1 stk	3 Æsker
	M	10 m x 37,5 cm	Ekstra stor krop	932 180	1 stk	2 Æsker

Fordele:

- Bliver siddende på plads
- Enkel at håndtere
- Mange anvendelsesmuligheder
- Kan vaskes og steriliseres