

# Contour Next One Blodsukkerapparat

## Beskrivelse:

Contour Next One er et yderst nøjagtigt blodsukkerapparat, der er let at anvende. Apparatet har en enkel opsætning og giver hurtige resultater.

Blodmængde: 0,6 µl. Måleområde: 0,6-33,3 mmol/L. Måletid: 5 sekunder. Hukommelse: 800 resultater.

Blodsukkerapparatet har SmartLIGHT funktion, der giver farvekodet tilbagemelding på, om resultatet er over, under eller indenfor målområdet. Second-Chance fyldning giver mulighed for at tilføje mere blod til samme teststrimmel indenfor 60 sekunder. Derfor undgås ekstra fingerprik og teststrimmelspild. Contour Next One apparatet har Bluetooth overførsel, så resultatet kan overføres automatisk til Contour Diabetes app.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
948082	1 stk.	90008178

## Specifikationer

**Prøve volume:**  
0,6ml

**Genpåfyldning:**  
Ja

**Måling af ketoner:**  
Nej

**Batteri:**  
CR2032

**CE labeled product:**  
Ja

**MD Classification:**  
IVD

**Teststrips til apparat:**  
ContourNext

### OneMed A/S

Kappa 3, Søften  
8382 Hinnerup  
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109  
info.dk@onemed.com  
shop.onemed.dk

ONEMED