

Glucomen Areo 2K Blodsukkerapparat

Beskrivelse:

GlucoMen® Areo 2K er et 2-i-1 blodsukkerapparat, der både kan måle sukker og ketoner i blodet. Apparatet har et tydeligt display med baggrundsbelysning og sikrer dermed en tydelig aflæsning af måleresultatet. Leveres som startset med fingerprikker, 10 teststriimler, 10 lancetter og etui. Beholderen med teststriimler er let oplukkelig. Med GlucoMen Areo kan du trådløst overføre dine blodsukkerresultater til en applikation på din smartphone (Samsung, HTC, Nokia, LG, Sony, Panasonic, Iphone 8 og nyere samt flere andre). Det foregår via Near Field Communication (NFC), som er en overførselsstandard til kontaktløs udveksling af data over korte afstande (< 1 cm).

- Blodmængde: 0,5 µl blod (sukker), 0,8 µl blod (ketoner).
- Måleområde: 1,1 - 33,3 mmol/L.
- Måletid: 5 sekunder (sukker), 8 sekunder (ketoner).
- Automatisk kodning/kalibrering.
- Husker 730 målinger for blodsukker og -ketoner med dato og tid. Vi anbefaler dig at læse et eller brugeren igennem før du tager apparatet i brug.



Varenr.	Pakning	Ref. nr.
948171	1 stk.	48099

Specifikationer

Prøve volume:
0,5ml

Genpåfyldning:
Nej

Måling af ketoner:
Ja

Batteri:
CR2032

CE labeled product:
Ja

MD Classification:
IVD

Teststrips til apparat:
GlucoMen, GlucoMenKet

OneMed A/S

Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR 19846679

Tlf. 86 109 109
info.dk@onemed.com
shop.onemed.dk

ONEMED