

## evercare® Beskyttelses kittel Special

REF: 2733, 2734, 2735

evercare® Væskeafvisende beskyttelses kittel Special er en behagelig væskeafvisende beskyttelses kittel til forskellige anvendelsesområder inden for sundhedssektoren. Produktet er beregnet til engangsbrug og er ikke-sterilt. Ekstra behageligt design lavet med strikkede manchetter. Lamineret foran og i ærmer for bedre væskebeskyttelse. Ikke lamineret på bagsiden for at øge åndbarheden. Bindebånd i taljen og velcro i nakken for nem justering, så den passer til alle. Fås i flere størrelser.

## Egenskaber

- ▶ Forstykke og ærmer er uigennemtrængelige for væsker
- ▶ Manchetter omkring håndled
- ▶ Pakket i 5 stk. pr. pose
- ▶ Fås i tre størrelser
- ▶ Farve: gul



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2733	Væskeafvisende beskyttelses kittel Special, Gul	M, længde 115 cm	5 / 25
2734	Væskeafvisende beskyttelses kittel Special, Gul	L, længde 135 cm	5 / 25
2735	Væskeafvisende beskyttelses kittel Special, Gul	XL, længde 145 cm	5 / 25

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

### Overholdelse af produktstandarder:

n/a

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 20417, EN ISO 15223-1

## Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Forstykke og ærmer	Spunbond PP non-woven, PE-laminat, antistatisk, gul
Bagstykke	Spunbond PP non-woven, antistatisk, gul
Bælte, nakkebånd	Spunbond PP non-woven, antistatisk, gul
Manchet	PES, hvid
Nakkemærke	Coated non-woven, hvid
Burrebånd	PA, vævet bånd med krog eller løkke, hvid
Sytråd	PES, hvid

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelt pakke</b>		
<b>Pakke</b>	PE gennemsigtig pose	2733: 370 x 520 x 10 2734: 330 x 460 x 10 2735: 370 x 520 x 10
<b>Transportkarton</b>	TCF eller ECF kvalitet	2733: 430 x 345 x 205 2734: 370 x 290 x 205 2735: 460 x 345 x 216
<b>Pakketape</b>	PVC fri	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
<b>2733</b>	N/A	06438129311327	06438129511321
<b>2734</b>	N/A	06438129311334	06438129511338
<b>2735</b>	N/A	06438129311341	06438129511345

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.