

evercare[®] OP-maske med bindebånd, type IIR

REF: 2884

evercare[®] OP-maske med bindebånd, type II R skaber en barriere for at minimere den direkte overførsel af infektiøse stoffer mellem sundhedspersonale og patient. Den er en stænkafvisende maske, der yder beskyttelse mod potentielt kontaminerede væskesprøjt. Anbefales til brug under våd kirurgi.

Egenskaber

- ▶ EN 14683:2019
- ▶ Bakteriel filtreringseffektivitet (BFE) ≥ 98 %
- ▶ Til engangsbrug
- ▶ Flexibel næsetråd for korrekt pasform
- ▶ Stænkbeskyttet
- ▶ Farve: Blå udvendig, hvis indvendig
- ▶ Anatomisk plisseret foldning, der begrænser indadgående lækage



Bindebånd



Stænkbeskyttet

REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2884	OP-maske med bindebånd, type IIR, usteril, Blå	175 x 95 mm	50 / 1200

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN 14683:2019, Type IIR, Bacterial Filtration Efficiency (BFE) $\geq 98\%$

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Yderside	Spunbond PP non-woven, blå
Filtermedium	Meltblown PP non-woven, hvid
Inderside	Spunbond PP non-woven, hvid
Bindebånd	Spunbond PP non-woven, hvid, over-/underlængde 400 mm
Næsetråd	100 % PE, 110 mm

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Coated papir	190 x 105 x 140
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	780 x 335 x 300
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2884	N/A	06438129324648	06438129324642

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.