

Tork Gulvstativ, W1



Vare	652000
Materiale	Metal/plastic
System	W1 - Aftørringspapir væg-/gulv- /standardsystem
Højde	1006 mm
Bredde	646 mm
Dybde	530 mm
Farve	Hvid/Turkis

Tork Gulvstativ i Performance design med funktioner som let afrivning og let opfyldning er udviklet med henblik på sikkerhed og stabilitet. Tork Performance er den næste generation af dispensere til professionel aftørring. Den rigtige kombination af dispenser og aftørringsklud vil øge produktiviteten og samtidig reducere dine overordnede driftsomkostninger.

www.tork.dk

Mobil dispenser kan flyttes efter behov
Ekstra høj kapacitet sparer tid til genopfyldning

Forsendelsesdata			
	Forbrugerenhed	Transportenhed	Palle
EAN	7322540430561	7322540430561	7322540494518
Stk.	1	1	18
Forbrugerenheder	-	1	18
Højde	207 mm	207 mm	2013 mm
Bredde	605 mm	605 mm	800 mm
Længde	805 mm	805 mm	1200 mm
Volumen	100.8 dm ³	100.8 dm ³	1.8 m ³
Nettovægt	6410 g	6.4 kg	115.4 kg
Bruttovægt	8500 g	8.5 kg	153 kg
Emballeringsmateriale	Karton	Karton	-

Vælg en refill, som passer til dine behov

Tork Aftørringspapir Kraftig, W1 130070

Tork Aftørringsklud Kraftig, W1/W2/W3 530137

Tork Alt-i-en klud 90537

Alternative produkter



653008



652008



654008

Kontakt

Essity Denmark A/S
Professional Hygiene
Gydevang 33
DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 82 44

E-mail: tork.dk@essity.com