



Xericut



Produktbeskrivelse:

Plaster til nænsom fiksering takket være silikoneklæbet. Blød polyuretanfilm belagt med silikonegel. Filmen beskytter mod indtrængning af vand, og klæbet giver en skånsom fiksering.

Påsætning:

Et plaster i den ønskede størrelse klippes til eller rives af i et stykke på cirka 5 cm ved perforeringen. Derefter fjernes beskyttelsesfilmen. Plasteret sættes på huden, uden at det strækkes. Plasteret kan løftes op ved inspektion af såret og sættes på igen, uden at klæbeevnen forringes.

Anvendelseområder:

Til fiksering af forskellige former for bandager, katetre, sonder og drænage. Til skør og skrøbelig hud.

Varenummer	Beskrivelse
30115	2cm x 3 m, 1 stk./pk., 12 stk./afdpk.
30116	4 cm x 1,5 m, 1 stk./pk., 12 stk./afdpk.