

Tubicolor Bi



Produktbeskrivelse:

Rørformet elastisk bandage, der kan strækkes i længden og på tværs. Klippes til i valgfri længde og kan påsættes enkelt eller dobbelt. Bandagen har en farvekode for at gøre det nemmere at vælge størrelse, vælg størrelse efter behov og klip til ønsket længde. Placer bandagen over det ønskede område Længde 10 meters rulle.

Materialedeklaration:

66% polyester, 24% polyamid, 10% polyurethan.

Indikationer:

Til fiksering over led og/eller steder, der er svære at bandagere, som beskyttelse af huden under gips, til fiksering på skrøbelig hud. Bruges over intakt hud.

Varenummer	Beskrivelse
31100-2 (rød)	> 3,5 cm x 10 m, små arm, ben 1 stk./afdpk., 36 stk./stor pk.
31101-2 (grøn)	> 5 cm x 10 m, almindelige arme, små ben, fod, hånd 1 stk./afdpk., 28 stk./stor pk.
31102-2 (blå)	> 7,5 cm x 10 m, almindelige ben, arme, lår 1 stk./afdpk., 20 stk./stor pk.
31103-2 (gul)	> 11 cm x 10 m, normal krop, voksen, 1 stk./afdpk., 16 stk./stor pk.
31104-2 (beige)	> 18,5 cm x 10 m, stor krop, 1 stk./afdpk., 8 stk./stor pk.
31105-2 (lilla)	> 21 cm x 10 m, stor krop, 1 stk./afdpk., 6 stk./stor pk.

V 20210420