

evercare[®] inLine Transfusionssæt, ikke ventileret, PVC-fri

REF: 10672, 10673, 10675

evercare[®] inLine Transfusionssæt uden luftventilatorfunktion. Egnede til en pose med blod- eller blodkomponenter. Dråbekammer med integreret stort væskefilteroverfladeareal sammen med en porøsitet på 200 µm for at sikre en høj gennemstrømningshastighed. Transfusionssæt er sterile engangsprodukter, der bruges til at lede intravenøse væsker ind i en patients vaskulære system ved at oprette forbindelse til en infusionskilde i den ene ende og til en infusionsenhed med vaskulær adgang i den anden ende. Væsken overføres ved hjælp af tyngdekraften, og gennemstrømningshastigheden reguleres af en rød rulleklemmekomponent.

Egenskaber

- ▶ Gennemsigtigt, blødt dråbekammer, der er nemt at klemme og fylde
- ▶ Hydrofobisk filter forhindrer lækage under spædning
- ▶ Roterende luer lock



| REF | Beskrivelse | Størrelse - slange indre/ydre L (længde) | Priming volume(ml) ca. | Forpakning æske/karton |
|-------|---|---|------------------------------|---------------------------|
| 10672 | Transfusionssæt, ikke ventileret, PVC-fri | Ø 3/4,1 mm, L 180cm | 0,065 | 20 / 80 |
| 10673 | Transfusionssæt, ikke ventileret, PVC-fri | Ø 3/4,1 mm, L 220cm | 0,065 | 15 / 60 |
| 10675 | Transfusionssæt, ikke ventileret, PVC-fri | Ø 3/4,1 mm, L 320cm | 0,065 | 15 / 60 |

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 1135-4, EN ISO 80369-7

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

| Produkt komponent | Råvare og egenskaber |
|------------------------|---|
| spike beskyttelsehætte | PP, Transparen |
| Ventileret spike | ABS, naturlig hvid |
| Dråbekammer | Polyolefinlegering, PVC-fri |
| Væskefilter | PP+Nylon |
| slange | Polyolefinlegering, Transparent, PVC-fri, blød, knækbestandig |
| Roterende luer lock | ABS & PC, Transparent |
| spædehætten | HDPE, lyseblå |
| rulleklemme | ABS, rullelegeme rød, rullehjul hvid |

Advarsler og anbefalinger

Advarsler

Genbrug kan forårsage infektion eller anden sygdom/skade.
Læs brugsanvisningen før brug. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.
En luer må ikke strammes for meget, da både Lueren og andre tilslutningsanordninger kan blive beskadiget.
Brug ikke instrumenter til fastspænding af slangen eller luer-stramningen.
Enheden er garanteret steril og pyrogenfri, hvis den enkelte pakke ikke er blevet åbnet eller beskadiget. Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget, eller hvis beskyttelseshætterne er løse eller mangler.
Dette produkt må kun anvendes af en kvalificeret læge eller sygeplejerske.

Anbefaling for opbevaring

Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.

Anbefaling for bortskaffelse

Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger

Holdbarhed

5 år

Forpkningsoplysninger

| Forpakning | Materiale | Størrelse (L x B x H) mm |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Enkelt pakke | Medicinsk papir, PP/PE film | 235 x 100 |
| Pakke | PP | 305 x 460 |
| Transportkarton | TCF kvalitet, Karton | 400 x 295 x 287 |
| Pakketape | PVC fri, Gennemsigtig | N/A |

Stregkoder / UDI-DI

| REF | Enkelt pakke | Pakke | Transportkarton |
|-------|----------------|-------|-----------------|
| 10672 | 06438129122398 | N/A | 06438129522396 |
| 10673 | 06438129122404 | N/A | 06438129522402 |
| 10675 | 06438129122411 | N/A | 06438129522419 |

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.